


## デンタルビート<sup>®</sup>プチ

### EW176

# 取扱説明書



#### もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	2
使いかた（準備と手順）	3
使い終わったら	6
上手な使いかた	7
お手入れ	9
修理を依頼される前に／	
別売品	10
定格・仕様	10
保証とアフターサービス	11
松下電工お客様ご相談窓口のご案内	11

※アルカリ乾電池専用（乾電池別売）

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」（1ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめください。

# 安全上のご注意

※ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**⚠ 注意：** 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

## 絵表示の例



⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。  
(左図の場合は分解禁止)

## ⚠ 注意



禁止

- 口腔洗浄以外の目的に使用しない。  
目や鼻、耳、のどなどに水流を当てると傷害を受けるおそれがあります。  
口腔治療を受けている人、歯周病のひどい人などは歯科医にご相談ください。




分解禁止

- 改造はしない。また、分解したり修理しない。  
けがの原因になります。  
修理はお買上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

※ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


# 各部のなまえ

## 本 体



## 付属品

ノズル(1本)




## お知らせ

- 健康な歯ぐきの場合、ご使用のあと出血することはありません。もしわずかでも出血があれば、それは歯ぐきが炎症を起こしているためで、歯ぐきが健康になれば、通常1週間から2週間で出血は止まります。  
もし2週間以上出血がある場合は使用を止め、歯科医にご相談ください。
- 本体内部（タンク等）に水滴が付着していることがありますが、これは性能（水流）テストを行った蒸留水が残っているもので、衛生上問題はありません。

# 使いかた(準備と手順)

## アルカリ乾電池を入れるとき

本体をよくふいて水滴が中に入らないようにしてください




※ 他の乾電池をお使いになりますとパワーが弱く、寿命も短くなります

- 新・旧あるいは異種の乾電池をまぜて使わないでください
- 使えなくなった乾電池は、すぐに取り出してください。また長期間使用しないときは、はずしておいてください(電池漏液の原因)

## 使うとき

水またはぬるま湯でご使用ください



- ノズルを口に入れる前にスイッチを入れないでください

## 使い終わったら

※ 雑菌が繁殖するおそれがありますので、きれいに洗った後、乾燥して保管してください

## ⚠ 注意

### ● 口腔洗浄以外の目的に使用しない

目や鼻、耳、のどなどに水流を当てると傷害を受けるおそれがあります。口腔治療を受けている人、歯周病のひどい人などは歯科医にご相談ください


### 5 口の中にノズルを入れる

※ 本体を傾けすぎると、タンク内の取水パイプの先端が、水中から出て水の噴出が止まる場合があります



### 6 ロックボタンを軽く押しながらスイッチを入れる

※ ご使用中にノズル解除ボタンを押さないでください。水圧によりノズルが外れることがあります



- ノズルの先端を歯や歯ぐきに強くあてないでください
- 乳幼児や自分で操作できない方、口内の感覚が弱い方等が使用されるときは、特に注意してください
- 落としたり乱暴に扱ったりしないでください

### 1 給水用ふたを開けタンクの水を捨てる

### 2 スイッチを入れ本体内の水を抜きとる

● 完全に水が出なくなるまで2~3秒動かす

### 3 給水用ふたを閉める


### 4 タンクを上に押し上げ右に回しロックする

● タンクの上部に指などをはさまないようにしてください

### 5 ノズルをはずす

- ① ノズル解除ボタンを押しながら
- ② ノズルをはずし、ノズル収納部へ戻す

### 6 キャップを回してノズルを固定する



## 歯の間の食べカスの除去や歯ぐきの引き締め



### 基本は…

**その1**：水流を歯間や歯と歯ぐきの境目に直角にあてる

**その2**：歯にそってゆっくり移動させる


**その3**：歯間や矯正器具のまわりなどはていねいに

#### ポイント


- 水流だけでは歯垢は除去できません  
電動ハブラシまたは手ブラシ使用後に、デンタルビートで  
しっかり口の中を洗浄するのが効果的です

定期的に歯科医の診察をおすすめします

## 歯の表側は…




- 歯面に対して直角にあて、  
1本ずつ順次ずらしていく
- 特に歯間と歯ぐきの  
境目を  
入念に




## 歯の裏側は…


下あご歯の場合




- あごを引き、直角に水流をあてる




上あご歯の場合



- ノズルを上向けに角度調節し、  
直角にあてる



## お手入れ



- 内面等の汚れは、ブラシなどで洗い布で拭きとる
- ※ 長期間使用しないときは、タンクは乾燥させてください

## 修理を依頼される前に／別売品

製品異常でない場合もありますので、この下表と取扱説明書を参考にチェックしてみてください。

こんなとき	原因	対策
スイッチを入れても動かない	電池が正しく入っていない	電池を正しく入れる P3参照
	電池切れになっている	新しい電池に交換する P3参照
水の出が悪い	ノズルにゴミがつまっている	ノズルを交換
	ノズルの出口が少しづぶれている	
水が出ない	本体を傾けて使っている	本体を起こした状態でご使用ください P5参照
	タンクがしっかり引き出せていない	タンクをしっかり引き出す

## ⚠ 注意

- 改造はしない。また、分解したり修理しない。けがの原因になります。
- 修理はお買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

## 別売品 (最寄りの販売店へご用命ください)

替ノズル (1本入り)



EW092P

## 定格・仕様

電源方式	乾電池式
乾電池の種類	単3形アルカリ乾電池 (LR6) 2本 乾電池別
脈動数	約1600回/分
水圧	約44×10 <sup>4</sup> Pa (約4.5kgf/cm <sup>2</sup> )
電池寿命	約20分(単3形アルカリ乾電池 (LR6) 2本使用の場合)
タンク容量	90ml (新しい電池で約20秒使用可)
大きさ	高さ194×太さφ46mm (収納時:高さ135×太さφ46mm)
質量(重さ)	170g (乾電池除く)

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

## 保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。

## 補修用性能部品の保有期間

当社はこのナショナル デンタルビートの補修用性能部品を製造打切り後5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の10頁に従ってご確認ください、なお異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

### ●保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。

保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### ●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

## 松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

### 修理・部品などのご相談は

#### 修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-081-365**  
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。  
365日/受付9時~20時



ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。  
大阪 ☎06-6906-1090 1571-8886 大阪府門真市門真1048  
札幌 ☎011-261-6401 名55 ☎052-551-7900 (株)  
東京 ☎03-5392-7190 ☎ 福岡 ☎092-622-0531

ご注意 ・●印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通話料は弊社負担です。  
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

### 使いかた・お買い物などのご相談

#### ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話  **0120-878-365** パナは 365日  
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**  
FAX  **0120-878-236**

0504

## ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただきます。これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。  
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

## 松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 パーソナル・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

## 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申し付けください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口に送付した場合の送料等はおお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はおお客様の負担となります。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にできない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにできない場合には、お客様ご相談窓口へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日(施工型商品はお引渡し日:以下同じ)、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

### 修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

# National

**持込修理**

## ナショナル デンタルビート保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EW176
保証期間	お買い上げ日から <b>本体 1年間</b>
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 電 話 (            )    — <b>様</b>
※ 販売店	住所・氏名    電話 (            )    —

松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 パーソナル・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890